



# СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВРОЩЕГО НОГТЯ (ГЕРМАНИЯ)

Т О Л Ь К О   Д Л Я   П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В




GLUE-ON BRACE  
**PODOSTRIPE**®

П Л А С Т И Н Ы   С К О Б Ы   И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

[WWW.SUEDA.RU](http://WWW.SUEDA.RU)

# СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВРОЩЕГО НОГТЯ

## GLUE-ON BRACE **PODOSTRIPE®**



### **PODOSTRIPE®**

Новая система коррекции вросшего ногтя от компании ЗТО (Германия) проста в использовании, как пластырь. Запатентованная технология PODOSTRIPE® сочетает в себе все преимущества современной ортониксии в одном продукте: удобная эксплуатация и максимальное фиксирование, благодаря мягкому материалу, который адаптируется к любой форме ногтя.

PODOSTRIPE® гарантирует немедленное облегчение боли для пациента и гарантированный успех лечения.

Слегка прозрачная пластина соответствует поверхности ногтя и лежит ровно. Закругленные края зажимов предотвращают раздражение ногтевого сгиба.

#### **Состав набора для коррекции ногтей PODOSTRIPE® (арт. 3500):**

- набор пластин S PODOSTRIPE – 6 шт., салф.
- набор пластин M PODOSTRIPE – 6 шт., салф.
- набор пластин L PODOSTRIPE – 6 шт., салф.
- клей для пластин Ortho Glue – 7 мл
- щипцы (кусачки)



### **Скоба ЗТО PLUS +®**

– это новое измерение в коррекции ногтей. Подходит для бережного лечения деформированных и скрученных ногтей всех типов. Действующая сила адаптируется к каждой форме ногтя, может быть настроена путем выбора соответствующего размера проволоки: чем сильнее ноготь, тем выше сила натяжения и снятие болевого синдрома. Снимает боль, без ограничения в повседневной жизни. Метод доступен для всех возрастных групп.

#### **Рекомендована:**

- при врастании, деформации и скручивании ногтей всех видов;
- при асимметрии ногтевой пластины;
- для лечения стержневых мозолей в боковых валиках;
- для профилактики врастания ногтевых пластин.

#### **Состав набора для коррекции ногтей ЗТО PLUS +® (арт. 5500):**

- размер скобы 0,25 мм – 6 шт.
- размер скобы 0,30 мм – 6 шт.
- клей для фиксации
- спиртовые салфетки для обезжиривания ногтевой пластины – 12 шт.
- держатель-зажим для скоб
- комбинированные круглогубцы
- кусачки для обрезания проволоки
- гель для фиксации скобы
- УФ-микралампа для полимеризации геля
- шпатель для нанесения геля





## Пластина Podofix

представляет собой безоперационный метод коррекции вросшего ногтя – аналогична брекетам и может применяться в любом возрасте.

### Рекомендована:

- при врастании ногтевых пластин
- при лечении стержневых мозолей, гипергрануляции на боковых валиках
- коррекция деформированных ногтевых пластин после травматизации
- возможно применение при синдроме диабетической стопы
- коррекция ногтевых пластин на руках

### Состав набора для коррекции ногтя Podofix (арт. 7500 ПФ):

- пластины S, размер 16 мм – 4 шт.
- пластины M, размер 19 мм – 8 шт.
- пластины L, размер 22 мм – 4 шт.
- салфетки для обезжиривания ногтя – 16 шт.
- инструмент натяжения – 1 шт.
- кусачки для удаления фиксирующей проволоки – 1 шт.
- клей для фиксации пластин Podofix (7 мл) – 1 шт.
- выравнивающий гель для пластин Podofix (4 г) – 1 шт.
- УФ-микрораampa для полимеризации выравнивающего геля (батарейки в комплекте) – 1 шт.
- шпатель для нанесения геля – 1 шт.

Активирующая проволока  
Эластичная пластмассовая пластина  
Ниша для фиксации проволоки



## COMBIped®

– это скоба, принцип которой состоит в постепенном разгибании деформированной ногтевой пластины, вплоть до полного ее выравнивания.

### Рекомендована:

- при сильной деформации и скручивании ногтевых пластин
- при воспалительных процессах
- при одностороннем врастании
- при коррекции маленьких ногтей

### Состав набора для коррекции ногтей COMBIped (арт. 6500 ПФ):

- скобы «soft», диаметр 0,25 мм – 3 шт.
- скобы «medium», размер 0,30 мм – 6 шт.
- скобы «hard», размер 0,35 мм – 3 шт.
- салфетки для обезжиривания ногтя – 12 шт.
- инструмент для формирования скобы – 1 шт.
- держатель скоб – 1 шт.
- кусачки для удаления фиксирующей проволоки – 1 шт.
- клей для фиксации скоб «Aktiv - Kleber» (7 мл) – 1 шт.



SÜDA

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



podofix®



COMBI  
ped



Эксклюзивный дистрибьютор SÜDA на территории РФ – ICG (International Cosmetic Group)  
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ И SPA ЦЕНТРОВ

ФИЛИАЛ  
**ЕКАТЕРИНБУРГ**  
ул. Блюхера, 45  
+7 (343) 369-84-38  
+7 (343) 369-84-70

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**  
ул. Чайковского, 17  
+7 (812) 655-64-95  
+7 (812) 337-52-57

ФИЛИАЛ  
**МОСКВА**  
ул. Баркляя, 6, стр. 3, оф. 204  
+7 (495) 229-37-70  
+7 (499) 272-17-41

8  
1  
0  
2

[www.icg-group.ru](http://www.icg-group.ru)  
[www.sueda.ru](http://www.sueda.ru)



[vk.com/sueda](https://vk.com/sueda)



[facebook.com/suda.icg](https://facebook.com/suda.icg)



[instagram.com/suda\\_icg](https://instagram.com/suda_icg)